



Vergrößerung

Neuheit

Compact 8

Einfach den Leseständer ausklappen, einschalten und der Compact 8 ist sofort einsatzbereit. Erleben Sie eine einzigartige, lebendige Bildqualität, die Sie ganz auf Ihre Bedürfnisse einstellen können!



Compact 8

Hohe Bildqualität

Mit einem stufenlos einstellbaren Vergrößerungsbereich von 1,8 bis 30fach, einer hervorragenden Vorlagen- und Objektbeleuchtung und einer scharfen, kontrastreichen Darstellung können selbst kleinste Details auf Dokumenten oder Fotos gestochen scharf vergrößert werden. Der Bildschirm bietet mit einer Diagonalen von 20,3 cm reichlich Informationsfläche und zeigt Ihnen damit mehr Worte pro Zeile zur besseren Übersicht an. Mit der Objektkamera für die Ferne können Sie ganz einfach Busfahrpläne oder Schilder vergrößern.

Maximale Übersicht für Ihre Textvorlagen

Der Compact 8 verfügt über verstellbare Lese-linien als Lineale für eine gute Orientierung in Ihrem Text. Diese Leselinien können nach Ihren individuellen Bedürfnissen eingestellt werden.

Ergonomie und Mobilität vereint

Im Gegensatz zu herkömmlichen Bildschirmlesegeräten ist der Compact 8 für Ihre Mobilität ideal einsetzbar. Briefe und Bücher können damit auf der Couch oder Ihrem Lieblingsplatz gelesen werden. Auch Unterschriften können Sie mit dem Compact 8 bequem setzen, und wieder eigenhändig eine Banküberweisung ausfüllen. Der integrierte Leseständer hat einen optimalen Winkel zu Ihrem Lesegut, damit Sie in einer ergonomisch entspannten Haltung auch länger lesen können.

Neue nützliche Funktionen

Ihre Augen sind lichtempfindlich? Sie sind Farbenblind?

Mit den neuen, speziellen Funktionen des Compact 8 wird Ihnen auch bei diesen Seh-einschränkungen geholfen.



Mit dem integrierten Leseständer nehmen Sie immer eine angenehme und ergonomische Lesehaltung ein.

Technische Angaben

(Änderungen vorbehalten)

Vergrößerung

1,8 – 30fach; stufenlos

Abmessungen (B x H x T)

20,5 x 13,9 x 2,5 cm

Gewicht

774 g

Bildschirm

Diagonale: 20,3 cm (8 Zoll)

Auflösung: 1280 x 720 Pixel

Kamera

2 x HD-Autofokus-Kamera

(Lese- und Objektkamera)

Darstellungsmodi

Echtfarbe; weiß/schwarz; schwarz/weiß; gelb/schwarz; gelb/blau (weitere 12 kontrastreiche Farbkombinationen sowie Graustufen einstellbar); zusätzlicher Modus Farbenblind

Displayhelligkeit und Empfindlichkeitssteuerung

Helligkeit einstellen und Blendung reduzieren

Buchstabenumrandung und Glättung

Einstellbare Umrandung und Kantenglättung

Lineal und Fensterabdeckung

Horizontal, Vertikal, Position und Größe einstellbar

Schnappschuss-Speicher

Hunderte von Vorlagen oder Bilder speichern, ansehen und an einen Computer übertragen

Miracast Übertragung

Drahtlose Bildübertragung zum Fernseher

Akustische Touchscreenunterstützung

Feedback beim Berühren der Schaltfläche

Stromversorgung

Lithium-Ionen-Akku Akkulaufzeit:

bis zu 3 Stunden

Ausstattung

Integrierter Leseständer für ein bequemes Lesen und Betrachten, LED Vorlagen- und Objektbeleuchtung

Zubehör

Schutzhülle, Trageband, Anleitung, Netzteil, USB-C Kabel, Reinigungstuch



Art.-Nr. Bezeichnung

14700 Compact 8