



TwinView



Vergrößerung

Sehen

Bundesweit,
auch in Ihrer Nähe!
Kostenlose Service-Rufnummer:
0800 1119082


Optelec
Neue Freude am Leben

Technologie für blinde und sehbehinderte Menschen

Optelec GmbH, Fritzlarer Straße 25, 34613 Schwalmstadt

Telefon 06691 9617-0, Telefax 06691 9617-27

E-Mail: info@optelec.de, www.optelec.de



Die Bildschirmteilung des TwinView – es war noch nie so einfach. Schließen Sie einfach Ihr Optelec Gerät und Ihren Computer an den TwinView an, und die Bildeinstellungen werden von Ihrer Vergrößerungssoftware mittels USB übernommen. Über die Bedientasten des TwinView können Sie die Bildschirmteilung nach Ihren Wünschen in Höhe und Ausrichtung anpassen. Weitere Einstellungen mit ZoomText oder SuperNova sind nicht mehr nötig.

Kombinieren Sie den TwinView mit einem ClearView⁺ und profitieren Sie dadurch von den vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten beider Geräte. Die Bildschirmdiagonale von 60 cm (24 Zoll) bietet Ihnen eine optimale Übersicht.



Die Abbildungen auf dem TwinView sind auch aus direkter Nähe zum Bildschirm gestochen scharf. Damit Sie eine bequeme Körperhaltung einnehmen können, ist der TwinView höhenverstellbar und bietet Ihnen ein hohes Maß an Komfort.



Technische Angaben (Änderungen vorbehalten)

Abmessungen (B x H x T)

56,8 x 33,9 x 5,0 cm

Gewicht

6,7 kg

Bildschirm

60,0 cm (24 Zoll)

HD Auflösung: 1920 x 1080 Pixel

Helligkeit: 300 cd/m²

Kontrast: 3000:1

Stromversorgung

DC 12/3,5 A

Anschlüsse

Je zwei VGA- und DVI-Eingänge – jeweils unabhängig nutzbar (z. B. PC und ClearView⁺/FarView/ClearReader⁺/ClearNote⁺/ClearNote mit Notebook, Sentry/Sentry⁺)

Zubehör

Netzgerät 100 – 240 Volt AC/50 – 60 Hz

VGA-Kabel (zwei Stück)

DVI-Kabel (zwei Stück)

12 V Adapterkabel für ClearView⁺

USB-Kabel

Steuerungssoftware für SuperNova und

ZoomText

Bedienungsanleitung

Art.-Nr.	Bezeichnung
1073	TwinView

Wir behalten uns Änderungen vor.