



Compact+



Vergrößerung

Sehen

Bundesweit,
auch in Ihrer Nähe!
Kostenlose Service-Rufnummer:
0800 1119082

Optelec
Neue Freude am Leben

Technologie für blinde und sehbehinderte Menschen

Optelec GmbH, Fritzlärer Straße 25, 34613 Schwalmstadt

Telefon 06691 9617-0, Telefax 06691 9617-27

E-Mail: info@optelec.de, www.optelec.de

Die elektronische Leselupe für Zuhause und unterwegs

Zuhause wie unterwegs ist die elektronische Leselupe eine unentbehrliche Hilfe, wenn die Lesebrille nicht mehr ausreicht.

Winzige Schriftzeichen, schlechte Beleuchtung – alles kein Problem. Der Compact+ vergrößert bis zum Zehnfachen und erhöht die Kontraste. Und das starke Display kann noch mehr. Je nach Wunsch wird die Vorlage positiv oder negativ, in blau-gelb oder schwarz-gelb und natürlich in allen Originalfarben dargestellt.

Und mit 300 Gramm und dem handlichen Design passt die Lupe in jede Tasche und ist immer sofort einsatzbereit.

Genial ist die „Einfrierfunktion“ der elektronischen Lupe

Ist ein Preisschild zu hoch angebracht oder die Bedienungsanleitung für ein Haushaltsgerät zu niedrig? Kein Problem. Einfach den Compact+ vor die Information halten, Knopf drücken, fertig!

Die gewünschte Information wird erfasst und solange festgehalten, wie Sie wollen. Ein kleiner Helfer, der Großes leistet.

Mehr Lebensqualität mit dem Compact+

Wann haben Sie zuletzt in einem Buch geschmökert, die Briefmarkensammlung betrachtet oder ein Kreuzworträtsel gelöst?

Mit der handlichen Lupe klappt das wieder. Ein Griff macht die Handhabung zudem sehr einfach.

Bequem können damit auch Unterschriften geleistet werden. Dazu wird der Compact+ einfach schräg aufgestellt und schon erscheint die eigene Schrift klar und groß.

Technische Angaben (Änderungen vorbehalten)

Vergrößerung

5 – 7,5fach und
10fach auf glatter Oberfläche

Abmessungen (B x H x T)

13,5 x 7,6 x 3,0 cm

Gewicht

300 g

Bildschirm

TFT-Farbdisplay

10,9 cm (4,3 Zoll)

Darstellungsmodi

Echtfarbe, schwarz/weiß, weiß/schwarz,
gelb/blau, gelb/schwarz

Stromversorgung

Lithium-Ionen-Akku

Akkulaufzeit: bis zu 3,5 Stunden

Ausstattung

mit Handgriff

Zubehör

Schutzhülle, Trageband, Anleitung, Netzteil



Art.-Nr.	Bezeichnung
13051	Compact+
13151	Netzteil
13152	Akkupack
13158	Ersatztasche
933	Trageband

Wir behalten uns Änderungen vor.