



Compact^{mini}



Vergrößerung

Sehen

Bundesweit,
auch in Ihrer Nähe!
Kostenlose Service-Rufnummer:
0800 1119082

Optelec
Neue Freude am Leben

Technologie für blinde und sehbehinderte Menschen

Optelec GmbH, Fritzlärer Straße 25, 34613 Schwalmstadt

Telefon 06691 9617-0, Telefax 06691 9617-27

E-Mail: info@optelec.de, www.optelec.de

Schlankes, handliches Design

Der Compact^{mini} ist die kleinste elektronische Leselupe auf dem Markt. Er passt in jede Tasche, und ist immer einsatzbereit – zu Hause, im Büro, beim Einkaufen, am Flughafen oder auf Reisen und vielem mehr.

Geringes Gewicht

Der Compact^{mini} ist mit 134 Gramm sehr leicht und dadurch die ideale Lesehilfe für unterwegs.

Verschiedene Ansichtsmodi

Sie können zwischen Echtfarbe und diesen Kombinationen der Text- und Hintergrundfarbe wählen: schwarz auf weiß, weiß auf schwarz, gelb auf blau sowie gelb auf schwarz.

Vergrößerung nach Bedarf

Der Compact^{mini} stellt Bilder und Texte (auf Speisekarten, Preisschildern, Verpackungen, Beipackzetteln etc.) 2 bis maximal 11fach vergrößert dar.

Mit Schnappschussfunktion

Mit dieser Funktion können Sie schwer zugängliche Informationen (Preisschilder, die oben am Regal angebracht sind etc.) „einfrieren“ und vergrößern. Der Kontrast ist ebenfalls veränderbar.

Einfache Bedienung

Über das Multifunktionsrad wechseln Sie die Einstellungen: Wenn Sie es drehen, verändert sich die Vergrößerung; wenn Sie es drücken, wechselt der Kontrast.

Technische Funktionen

Das Gerät stellt sich automatisch aus, wenn es längere Zeit nicht benutzt wurde. Persönliche Einstellungen werden gespeichert. Texte und Bilder können mit der Schnappschussfunktion „eingefroren“ und vergrößert werden. Über ein Multifunktionsrad stellen Sie die Vergrößerung und den Kontrast mit einer Hand ein.

Technische Angaben (Änderungen vorbehalten)

Vergrößerung

2 – 11fach

Abmessungen (B x H x T)

9,0 x 7,0 x 1,7 cm

Gewicht

134 g

Bildschirm

TFT-Farbdisplay

8,6 cm (3,5 Zoll)

Darstellungsmodi

Echtfarbe, schwarz/weiß, weiß/schwarz,

gelb/blau, gelb/schwarz

Stromversorgung

Lithium-Ionen-Akku

Akkulaufzeit: bis zu 3,5 Stunden

Ausstattung

mit Lesestütze

Zubehör

Schutzhülle, Trageband, Anleitung, Netzteil



Art.-Nr.	Bezeichnung
13093	Compact ^{mini}
13167	Lese- und Schreibständer

Wir behalten uns Änderungen vor.