

Herkunft: Ursprünglich eine Pflanze der Buschgebiete Südamerikas, ist sie heute ausschließlich in Form moderner Züchtungen im Handel, wobei die Züchter vor allem größere und verschieden gefärbte Blüten anstreben.

Standort: hell, sonnig und viel frische Luft; steht die Pflanze dunkel, bildet sie keinen zweiten Blütenstand.

Viva Color



Vergrößerung

Sehen

Bundesweit,
auch in Ihrer Nähe!
Kostenlose Service-Rufnummer:
0800 1119082

Optelec
Neue Freude am Leben

Technologie für blinde und sehbehinderte Menschen

Optelec GmbH, Fritzlärer Straße 25, 34613 Schwalmstadt

Telefon 06691 9617-0, Telefax 06691 9617-27

E-Mail: info@optelec.de, www.optelec.de



Echtfarbandarstellung für höchsten Komfort

Als hochwertiges Bildschirmlesegerät kann der Viva Color farbige Vorlagen in Echtfarbe und in 18 verschiedenen kontrastverstärkten Farbkombinationen (schwarz/weiß, blau/gelb, blau/weiß, schwarz/purpur, schwarz/blau, schwarz/amber, schwarz/türkis, schwarz/gelb, schwarz/grün, rot/weiß) darstellen.

Positivdarstellung

Die Texte Ihrer Vorlage werden mit hohem Kontrast dargestellt. Grauer oder farbiger Text wird schwarz, der hellere graue oder farbige Hintergrund wird weiß.

Negativdarstellung

Ihre Vorlage wird negiert. Die Texte der Vorlage werden mit hohem Kontrast dargestellt. Grauer oder farbiger Text wird weiß, der hellere graue oder farbige Hintergrund wird schwarz.



Lesetisch

Zoom

Feststellbremse

Abbildungsgröße

Die variable Abbildungsgröße von 5 bis 60fach (je nach Bildschirmdiagonale) erleichtert das Arbeiten und Lesen.

Grundausstattung

Der bewegliche Lesetisch mit Feststellbremse gehört zur Grundausstattung und ermöglicht das unbeschwerte Lesen von Bankbelegen, das Suchen einer Telefonnummer aus dem Telefonbuch oder das Lesen der Informationen auf einer dreidimensionalen Schachtel.

Technische Angaben (Änderungen vorbehalten)

Vergößerung

5,5 – 60fach
(bei 48,2 cm Bildschirmdiagonale)

Abmessungen (B x H x T)

39,0 x 57,0 x 47,0 cm
mit Bildschirmdiagonale 48,2 cm

Gewicht

21 kg

Bildschirm

kontrastreicher 48,2 cm TFT-Bildschirm
mit flimmerfreiem Bild

Darstellungsmodi

Fotomodus in Echtfarbe,
Darstellung schwarz/weiß durch
Kontrastverstärkung positiv und negativ

Stromversorgung

Steckernetzgerät 100 V – 240 Volt AC

Optionen

55,8 cm TFT-Bildschirm

Optional bekommen Sie
bei uns den passenden
Rolltisch.
Weitere Informationen
bekommen Sie auf Anfrage.

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|----------|-------------|
| 13208 | Viva Color |

Wir behalten uns Änderungen vor.