



Vergrößerung

Compact 7 HD

Technische Angaben (Änderungen vorbehalten)

- **Vergrößerung**
2 – 24fach
- **Abmessungen** (B x H x T)
19,0 x 13,0 x 2,67 cm
- **Gewicht**
640 g
- **Bildschirm**
Diagonale: 17,8 cm (7 Zoll)
Auflösung: 800 x 480 Pixel
Kontrast: 500:1
Helligkeit: 350 cd/qm
- **Kamera**
HD Autofokus bis zu 1 m
- **Darstellungsmodi**
Echtfarbe; schwarz/weiß; weiß/schwarz;
gelb/blau; gelb/schwarz (18 kontrastreiche
Farbkombinationen möglich)
- **Stromversorgung**
Lithium-Ionen-Akku
Akkulaufzeit: bis zu 4,5 Stunden
(abhängig vom eingestellten
Stromsparmmodus)
- **Ausstattung**
Aufklappbarer Bildschirm für ein
bequemes Lesen und Betrachten
- **Zubehör**
Schutzhülle, Trageband, Anleitung,
Netzteil



Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne ausführlich zu den
Ausstattungsvarianten sowie zur Förderung
durch Ihren Kostenträger.

Händleradresse:



Optelec
Tieman Group

Technologie für blinde und sehbehinderte Menschen

Optelec GmbH, Fritzlarer Straße 25, 34613 Schwalmstadt
Telefon 06691 9617-0, Telefax 06691 9617-27
E-Mail: info@optelec.de, www.optelec.de

Compact 7 HD

Vergrößerung



Vergrößerung

Compact 7 HD

Optelec
Neue Freude am Leben

Technologie für blinde und sehbehinderte Menschen



Vergrößerung

Compact 7 HD

Dieses mobile Bildschirmlesegerät ist eine Weiterentwicklung des Compact 5 HD und bietet den größten erhältlichen Bildschirm aus der Optelec Compact-Produktfamilie mit der besten verfügbaren Bildqualität. Der Compact 7 HD ist jedoch noch immer klein genug, um überall mit hingenommen zu werden.



Mit dem stufenlos einstellbaren Vergrößerungsbereich von 2 bis 24fach und dem hervorragenden Lichtkonzept können kleinste Details auf Fotos erkannt werden. Der aufklappbare Bildschirm bietet mit einer Bildschirmdiagonale von 17,8 cm reichlich Informationsfläche und zeigt damit mehr Worte pro Zeile an.

Mit nur einem Knopfdruck ist der Compact 7 HD betriebsbereit. Man muss lediglich das Gerät auf der Tageszeitung, einem Kontoauszug oder dem Lotterieschein platzieren und anschließend den großen Knopf unter dem Bildschirm drücken. Der Compact 7 HD öffnet sich damit automatisch und vergrößert die Objekte – egal ob Text oder Bild – nach Ihren individuellen Einstellungen.




Ein mitgelieferter Trageriemen und die zugehörige Schutztasche ermöglichen das Tragen direkt am Körper und garantieren völlige Mobilität. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bildschirmlesegeräten ist der Compact 7 HD mobil einsetzbar. Briefe und Bücher können damit auf der Couch oder im Lieblings-Sessel gelesen werden. Auch Unterschriften können mit dem Compact 7 HD bequem geleistet werden und man kann wieder eigenhändig eine Banküberweisung ausfüllen. Der Akkubetrieb erlaubt zudem einen entspannten Restaurantbesuch, bei dem sehbehinderte Menschen wieder selbständig die Getränke und Speisen auswählen können.

Das Menü ist mit extra großen Bildelementen ausgestattet und erlaubt das einfache Einstellen individueller Bedürfnisse. Mit den intuitiv und leicht bedienbaren Tasten lassen sich beispielsweise die gewünschten Darstellungsmodi oder die Helligkeit und noch vieles mehr verändern.

Compact 7 HD



Ansicht obere Seite



Ansicht rechte Seite



Ansicht linke Seite