

## Technische Funktionen

- Mit der Schnappschussfunktion ausgewählte Informationen als Bild speichern.
- Gezielt und einfach durch Texte steuern (automatisch zum Seitenanfang, Verschiebegeschwindigkeit ändern u. a.).
- Erweiterte Lesefunktionen, wie beispielsweise „Bild drehen“.
- Zum Betrachten von Objekten in der Nähe und in der Ferne.

## Technische Angaben (Änderungen vorbehalten)

### Vergrößerung

2,7 – 42fach (Nahdistanz: 3,0 – 12fach)

### Größe

160 x 81 x 34 mm (B x H x T)

### Gewicht

300 Gramm

### Bildschirm

Breitbild-TFT 10,9 cm (4,3 Zoll)

### Darstellungsmodi

Echtfarbe, schwarz/weiß, weiß/schwarz, gelb/blau, blau/gelb, gelb/schwarz

### Akkulaufzeit

bis zu 4 Stunden

### Anschlüsse

USB und VGA (PC- und VGA-Monitor)

### Ausstattung

Umschaltung zwischen Nah- und Fernbereich, Speicher für bis zu 100 Bildern

### Zubehör

Netzteil, Schutztasche, Trageband, USB-Kabel; **Optional:** PC-VGA-Kabel



## Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne ausführlich zu den Ausstattungsvarianten sowie zur Förderung durch Ihren Kostenträger.

Händleradresse:



Technologie für blinde und sehbehinderte Menschen

**Optelec GmbH**, Fritzlarer Straße 25, 34613 Schwalmstadt  
Telefon 06691 9617-0, Telefax 06691 9617-27  
E-Mail: info@optelec.de, [www.optelec.de](http://www.optelec.de)



## FarView

Das mobile Lesegerät für Nahes und Fernes





### Nahes und Fernes scharf sehen

Ganz gleich, ob Sie unterwegs Informationstafeln vergrößert darstellen wollen, im Studium Geschriebenes auf der Tafel oder bei der Arbeit geschäftliche Präsentationen ungehindert verfolgen wollen: der FarView unterstützt Sie dabei.

### Mit Schnappschussfunktion

Mit der Kamera können Sie das gewünschte Motiv auswählen, per Knopfdruck scharfstellen, festhalten, nah heranholen, sofort ansehen oder speichern. Das angezeigte Bild kann dann vergrößert und verschoben werden, so dass Sie Details besser erkennen können.

### Bilder dauerhaft speichern

Der FarView speichert bis zu 100 Bilder, kann aber auch schnell und einfach an einen VGA-Monitor oder einen PC angeschlossen werden, wenn Sie Bilder ansehen, speichern oder versenden wollen.

### Komfortable Lesefunktion

Lesen Sie geschäftliche Dokumente oder Bücher ganz bequem zu Hause. Die leicht bedienbaren Navigationstasten des FarView helfen Ihnen, durch Texte zu steuern und automatisch an den Seitenanfang zurückzuspringen. Texte und Bilder können Sie sich in sechs Darstellungsmodi anzeigen lassen.

